

Terostat 9320 SF

- Sprüh- und pinselbar
- Verarbeitung mit Flachstrahl- und Breitschlitzdüse möglich
- Silikonfrei
- UV-beständig
- Punktschweißbar
- Nass in Nass überlackierbar

Typische Anwendungen:

Im Zusammenhang mit den original Teroson Düsen können OEM-Strukturen perfekt nachgebildet werden.

Zu den Produktinformationen: [Ocker 300 ml](#)
[Grau 300 ml](#)
[Schwarz 300 ml](#)

Technische Informationen	
Basis	Flextec® auf SMP Technologie
Hautbildungszeit	ca. 10 Min.
Überlackierbar	Nass in Nass bis zu 3 Tage nach Auftragung

Produktinformationen – Ocker 300 ml	
IDH Nr.	1358059
Gebindeart	KT
Inhalt	300 ml
Stück pro VE	12
EAN Code	4002872011036
Gewicht brutto	499,000
Gewicht netto	453,000
Gewichtseinheit	G
Zolltarif Nr.	32141010



Excellence is our Passion

Produktinformationen – Grau 300 ml	
IDH Nr.	1357960
Gebindeart	KT
Inhalt	300 ml
Stück pro VE	12
EAN Code	4002872011012
Gewicht brutto	499,000
Gewicht netto	453,000
Gewichtseinheit	G
Zolltarif Nr.	32141010

Produktinformationen – Schwarz 300 ml	
IDH Nr.	1358054
Gebindeart	KT
Inhalt	300 ml
Stück pro VE	12
EAN Code	4002872011029
Gewicht brutto	499,000
Gewicht netto	453,000
Gewichtseinheit	G
Zolltarif Nr.	32141010